

【产品名称】清洗液 Wash/Waste Cartridge (4)
【产品编号】10329097
【包装规格】4 个 / 盒, 250mL / 个
【医疗器械注册证编号 / 备案凭证编号】
国械备 20220668
【注册人 / 备案人名称】美国西门子医学诊断股份有限公司
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
【注册人 / 备案人住所】511 Benedict Avenue, Tarrytown, New
York 10591, USA
【生产地址】Northern Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury,

Suffolk CO 10 2XQ, UK

【联系方式】www.siemens-healthineers.com
【批次代码追溯、储存条件/】见外包装盒上相应标注
【失效日期】产品在“Install by”所示日期之后失效
【禁忌、警示、注意事项、符号说明及其它内容】详见说明书
【代理人名称】西门子医学诊断产品（上海）有限公司
【住所】中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号四层 410、
411、412 室
【联系方式】400-810-5888

10329097_SHD_20221230_CNA



清洗液说明书

【产品名称】
清洗液
Wash/Waste Cartridge (4)

【包装规格】
4 个 / 盒, 250mL / 个

【预期用途】
用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。
同时可以用于分析及校准后样本管路的清洗，并能够储存废液。

【主要组成成分】
含有盐、表面活性剂和防腐剂的去离子水溶液。
生产过程中，向溶液中鼓入了气体（氧气、二氧化碳、氮气）。

【储存条件及有效期】
9 个月，2-25℃储存。
生产日期和失效日期见外包装标签。

【适用仪器】
RAPIDPoint 500
RAPIDPoint 500e

【检验方法】
详见相关 RAPIDPoint 系统操作手册。

【产品性能指标】
外观：试剂包无裂缝、无漏液。

【注意事项】
用于体外诊断用途。
一次性使用。

【基本信息】
备案人 / 生产企业：美国西门子医学诊断股份有限公司
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
住所：511 Benedict Avenue, Tarrytown, New York 10591, USA
生产地址：Northern Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury,
Suffolk CO10 2XQ, UK
联系方式：www.siemens-healthineers.com
售后服务单位名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司
联系方式：400-810-5888
代理人名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号四层 410、
411、412 室
联系方式：400-810-5888

【医疗器械备案凭证编号 / 产品技术要求编号】
国械备 20220668

【说明书核准日期及修改日期】
核准日期：2022 年 12 月 30 日